

FLEXILAN

COLLEZIONE
LE COVER



BIO ACTIVE SILVER Cod 32

IL RIVESTIMENTO SFODERABILE
ANALLERGICO - ANTIBATTERICO

LE COVER



Cerniera perimetrale



Aeratore continuo
in Air Mesh D




Maniglie rinforzate



Le caratteristiche anallergiche e antibatteriche del tessuto sono date dalla fibra **BioActive**, con ioni d'argento su supporto ceramico, e dal successivo trattamento **Sanitized**

ANTIMICROBICA ANTIBATTERICA ANALLERGICA
PREVIENE LA FORMAZIONE DI CATTIVI ODORI
REALIZZATA IN FIBRA BIO ACTIVE SILVER
ULTERIORE TRATTAMENTO SANITIZED
LE CARATTERISTICHE RIMANGONO INALTERATE
ANCHE DOPO NUMEROSI LAVAGGI



COMPOSIZIONE COVER:

- 1 Rivestimento in tessuto Bio Active Silver stabilizzata con poliestere anallergico elasticizzato
- 2 Imbottitura: ovatta anallergica in fiocco di poliestere a fibra cava
- 3 Telina tecnica retro-cover
- 4 Maniglie rinforzate
- 5 Fascia continua in Air Mesh 3D materiale tecnico per migliorare la traspirazione interna dell'anima del materasso
- 6 2 cerniere di cui una divisibile



LA FORZA ANTIBATTERICA DEGLI IONI D'ARGENTO

La Cover sfoderabile **Bio Active Silver** contribuisce al benessere ed alla salute del consumatore, in quanto realizzata con materiali selezionati per le specifiche proprietà

anallergiche e antibatteriche. Il **tessuto Bio Active**, tramite il rilascio di **ioni d'argento**, ha spiccata azione antimicrobica, l'imbottitura in **Fibra Cava** combatte la colonizzazione da parte degli acari della polvere, prevenendo o riducendo la loro presenza nell'ambiente domestico.



LA SICUREZZA IN PIÙ DEL TRATTAMENTO SANITIZED

Sanitized è uno speciale trattamento **anticarico, antifungino ed antibatterico** che viene utilizzato per rendere un tessuto o un materiale anallergico ed igienico.


Grazie alle sue speciali caratteristiche, che persistono attive anche dopo numerosi lavaggi, questo trattamento assicura una efficace azione contro acari e batteri.




EFFETTO ANTIMICROBICO DEGLI IONI D'ARGENTO SU SUPPORTO CERAMICO

- Gli ioni d'argento agiscono per prossimità e uccidono i batteri sul tessuto
- Nessuna migrazione
- Minimo rischio di allergie


Sezione del filato →



Supporto ceramico con ioni d'argento



Curva dell'azione antibatterica Bioactive



PRATICA DA SFODERARE FACILE DA LAVARE

LAVAGGIO in lavatrice professionale a 40° C ciclo delicato lana. Asciugatura in piano senza utilizzo di asciugatrici.



PER MISURE DISPONIBILI E PREZZI VEDI LISTINO